

Weitere Informationen und Bestellungen:



Wittland 2-4 | D-24109 Kiel

Tel.: 0431-3209730-0

Fax: 0431-3209730-29

Mail: info@frankenman.de

www.frankenman.de



Frankenman bietet über die Frankenman- eigene Academy zahlreiche Weiterbildungskurse in verschiedenen chirurgischen Bereichen mit weltweit anerkannten Experten als Instruktoren an.

Diese Kurse sind so konzipiert, dass sie sowohl theoretische Aspekte als auch Workshops mit praktischen Übungen umfassen.

Qualitätskontrolle

Höchsten Qualitätsanforderungen zu entsprechen, ist unsere Maxime. Im Ergebnis können wir mit Stolz auf die geringste Reklamationsrate unserer Industrie verweisen. Darüber hinaus gelten unsere Prozesse zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung als führend.



AUCH ERHÄLTlich BEI FRANKENMAN

Standard Circular Staplers



Compact Circular Staplers



Linear Staplers



Linear Cutting Staplers



Transcut™ - Transverse Linear Cutting Stapler



Circular Staplers für Rektumprolaps und Anopexie



Universal Transanale Plattform



Endoskopischer Linear Cutter



Zubehör



FRANKENMAN EndoLC Portfolio Endoskopischer Linear Cutter Stapler






EINZIGARTIGE BALANCE ZWISCHEN
QUALITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT



Vorteile und Funktionen

- Größere Öffnung der Branche von 28mm
→ erleichterte Positionierung des Gewebes
- Erhältlich in starr und abwinkelbar
- Bis zu 45° bidirektionale Abwinkelung
- Hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Abzughebel
- Deutlich hörbares Feedback während der Auslösung
- Verstärktes Gegenlager für höhere Fasskraft und Vermeidung eines „ausmelkens“ des Gewebes
- Klinge aus japanischem Messerstahl in jedem Magazin
→ neue, perfekte Klinge für jeden Schnitt
- GCT - Neueste „Gap Control Technology“
→ Gewährleistet konstanten Branchenabstand und einheitliche sichere Klammerformation



Bestelldetails

Bezeichnung	Artikelnr.	Schaftlänge	Arbeitslänge	passender Trokar	Verpackungseinheit
EndoLC kurz	ELC50	50 mm	280 mm	12	3
EndoLC standard	ELC150	150 mm	380 mm	12	3
EndoLC lang	ELC250	250 mm	480 mm	12	3

Nachladeeinheiten

	Artikelnr.	Offene Höhe	Geschlossene Höhe	Klammerkronen	Klammerreihen	Reihenlänge	Klammeranzahl	Verpackungseinheit
Gerade	○ ESLCR 30W	2,5 mm	1,0 mm	3,0 mm	6	33 mm	48	6
	○ ESLCR 45W	2,5 mm	1,0 mm	3,0 mm	6	45 mm	66	6
	● ESLCR 45B	3,8 mm	1,5 mm	3,0 mm	6	45 mm	66	6
	● ESLCR 45Y *	4,2 mm	1,75 mm	3,0 mm	6	45 mm	66	6
	● ESLCR 45G	4,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	6	45 mm	66	6
	○ ESLCR 60W	2,5 mm	1,0 mm	3,0 mm	6	61 mm	90	6
Abwinkelbar 45°	● ESLCR 60B	3,8 mm	1,5 mm	3,0 mm	6	61 mm	90	6
	● ESLCR 60Y *	4,2 mm	1,75 mm	3,0 mm	6	61 mm	90	6
	● ESLCR 60G	4,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	6	61 mm	90	6
	○ ECLCR 30W	2,5 mm	1,0 mm	3,0 mm	6	33 mm	48	6
	● ECLCR 30B	3,8 mm	1,5 mm	3,0 mm	6	33 mm	48	6
	○ ECLCR 45W	2,5 mm	1,0 mm	3,0 mm	6	45 mm	66	6
Abwinkelbar 45°	● ECLCR 45B	3,8 mm	1,5 mm	3,0 mm	6	45 mm	66	6
	● ECLCR 45Y	4,2 mm	1,75 mm	3,0 mm	6	45 mm	66	6
	● ECLCR 45G	4,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	6	45 mm	66	6
	○ ECLCR 60W	2,5 mm	1,0 mm	3,0 mm	6	61 mm	90	6
	● ECLCR 60B	3,8 mm	1,5 mm	3,0 mm	6	61 mm	90	6
	● ECLCR 60Y	4,2 mm	1,75 mm	3,0 mm	6	61 mm	90	6
	● ECLCR 60G	4,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	6	61 mm	90	6

*Artikel mit längerer Lieferzeit (ca. 8 Wochen)

Bis gold: 12mm Trokar
Ab grün: 15mm Trokar

