

## Handgriff (FP ELC) & Wiederverwendbare Batterie

Bestellcode	Schaftlänge (mm)	Arbeitstiefe max (mm)	Außen-Ø (mm)	Einheiten/Karton
FP ELC50	50	270	12.5	3
FP ELC150	150	370	12.5	3
FP ELC250	250	470	12.5	3
<b>RB – Reusable Battery (nicht steril)</b>	—	—	—	3

## Nachladeeinheiten — NER (Reversed Stepped Reloading Unit)

Modell	Farbe	Offene Klammerhöhe (mm)	Geschlossene Klammerhöhe Medial / Middle / Lateral (mm)	Artikulation (°)	Klammeranzahl	Staple Crown (mm)	Einheiten/Karton
NER30-2.0	●	2.0	0.75 / 0.75 / 0.75	45	48	3	6
NER30-2.5	■	2.5	1.00 / 1.00 / 1.00	45	48	3	6
NER30-3.5	●	3.5	1.35 / 1.50 / 1.65	45	48	3	6
NER30-4.0	●	4.0	1.60 / 1.75 / 1.90	45	48	3	6
NER45-2.0	●	2.0	0.75 / 0.75 / 0.75	45	66	3	6
NER45-2.5	■	2.5	1.00 / 1.00 / 1.00	45	66	3	6
NER45-3.5	●	3.5	1.35 / 1.50 / 1.65	45	66	3	6
NER45-4.0	●	4.0	1.60 / 1.75 / 1.90	45	66	3	6
NER45-4.8	●	4.8	1.85 / 2.00 / 2.15	45	66	3	6
NER60-2.0	●	2.0	0.75 / 0.75 / 0.75	45	90	3	6
NER60-2.5	■	2.5	1.00 / 1.00 / 1.00	45	90	3	6
NER60-3.5	●	3.5	1.35 / 1.50 / 1.65	45	90	3	6
NER60-4.0	●	4.0	1.60 / 1.75 / 1.90	45	90	3	6
NER60-4.8	●	4.8	1.85 / 2.00 / 2.15	45	90	3	6
NER60-5.0	●	5.0	— / — / —	45	90	3	6

## Reloads — NEPR (Reversed Reloading Unit with Curved Tip)

Modell	Farbe	Offene Klammerhöhe (mm)	Geschlossene Klammerhöhe Medial / Middle / Lateral (mm)	Artikulation (°)	Klammeranzahl	Staple Crown (mm)	Einheiten/Karton
NEPR30-2.0	●	2.0	0.75 / 0.75 / 0.75	45	48	3	6
NEPR30-2.5	■	2.5	1.00 / 1.00 / 1.00	45	48	3	6
NEPR30-3.5	●	3.5	1.35 / 1.50 / 1.65	45	48	3	6
NEPR30-4.0	●	4.0	1.60 / 1.75 / 1.90	45	48	3	6
NEPR45-2.0	●	2.0	0.75 / 0.75 / 0.75	45	66	3	6
NEPR45-2.5	■	2.5	1.00 / 1.00 / 1.00	45	66	3	6
NEPR45-3.5	●	3.5	1.35 / 1.50 / 1.65	45	66	3	6
NEPR45-4.0	●	4.0	1.60 / 1.75 / 1.90	45	66	3	6
NEPR45-4.8	●	4.8	1.85 / 2.00 / 2.15	45	66	3	6

Farblegende: ● Grau = 12 mm Trokar | ■ Weiß/Leer = 12 mm Trokar | ● Blau = 12 mm Trokar | ● Gold = 12 mm Trokar | ● Grün = 15 mm Trokar | ● Schwarz = 15 mm Trokar